

Gymna 400 series

Feel the Power



gymna[®]

gymna.com

Gymna 400 series

Feel the power

Come funziona


Il trattamento con elettroterapia è ben accettato nel campo della terapia fisica e comporta l'introduzione di energia fisica in un sistema biologico. Questa energia provoca uno o più cambiamenti fisiologici che sono impiegati per vantaggio terapeutico.



Vantaggi

- Processo di guarigione avanzato
- Sistema circolatorio più efficiente
- Aumento del tono muscolare
- Aumento della velocità e dell'intensità delle contrazioni muscolari
- Aumento della velocità di assorbimento
- Riduzione del dolore


Prova della validità di TENS per la gestione del dolore



dolore al collo
dolore post-operatorio
dolore da tumore
dolore del parto
dolore acuto
dolore lombare
dolore da osteoartrosi


Gymna 400 series

3 potenti obiettivi



RIDUZIONE DEL DOLORE

*Efficiente &
Mirata*



EFFETTI CELLULARI

*Efficace &
Flessibile*



STIMOLAZIONE MUSCOLARE

*Dinamica &
Veloce*



Gymna 400 series

Flessibilità in base alle tue esigenze

Colour Guided Therapy

Ogni terapia ha il proprio colore per un riconoscimento immediato.



Customisation wizard

Imposta l'interfaccia utente preferita e personalizza il dispositivo in base al tuo studio.



Posizionamento degli elettrodi con immagini real-life

Offrono la guida per il posizionamento degli elettrodi; delle teste per ultrasuoni e sonde laser.



Visualizzazione dei parametri a schermo intero

Schermata con possibilità di mostrare i parametri nella modalità a schermo intero per vedere il progresso a colpo d'occhio



Gymna 400 series

La nostra esperienza al tuo servizio

Guided Therapy System

Gli elementi costitutivi del GTS sono la nostra esperienza di oltre 40 anni nell'elettroterapia, la competenza che abbiamo accumulato nel corso di questi anni e il nostro costante impegno in merito a miglioramento e facilità di utilizzo.

Il GTS aiuta e guida i terapeuti alle prime armi a scegliere il miglior trattamento per ciascun paziente e supporta i terapeuti esperti con la sua facilità di utilizzo e flessibilità.

Principali funzioni del GTS:

- Navigazione intuitiva
 - Terapia guidata dal colore*
 - L'uniformità consente azioni e reazioni rapide*
- Medical E-book
 - Libreria anatomica*
 - Schermate di informazioni cliniche*
 - Schermate help*
- Terapia basata su evidenza clinica
 - In linea con gli studi scientifici più recenti*
 - Nuovi protocolli possono essere caricati mediante USB*



GUIDED THERAPY SYSTEM



Gymna 400 series

Semplicità d'uso abbinata ad eleganza

La nuova linea Gymna 400 ViP

Il nuovo Gymna 400 ViP offre una soluzione elegante e completa per il tuo studio, composta da un dispositivo di elettroterapia Gymna 400, un dispositivo Vaco 400 e il nuovo Gymna Mobile 400.

Il nuovo Gymna Mobile 400 rappresenta la nostra soluzione più recente che ti aiuta nelle attività quotidiane. Un sistema mobile e intelligente per accessori e cavi con accesso facile e immediato al bisogno.



Gymna 400 series

Gymna Mobile 400



Sonde laser



Porta cavi e elettrodi da vuoto



Elettrodi & cavi



Porta fazzoletti



Teste ad ultrasuoni



Vaco 400

Gymna 400 series

Offerta di prodotti

Combi 400 ViP

Dispositivo combinato con elettroterapia, ultrasuoni, laser (opzionale), che include unità vaco modulare e Gymna Mobile 400.



Combi 400V

Dispositivo combinato con elettroterapia, ultrasuoni, laser (opzionale), che include unità vaco modulare.



Combi 400M

Dispositivo combinato con elettroterapia, ultrasuoni, laser (opzionale), che include Gymna Mobile 400.



Combi 400

Dispositivo combinato con elettroterapia, ultrasuoni, laser (opzionale).



Pulson 400M

Dispositivo per applicazioni di ultrasuoni. Include 2 teste ad ultrasuoni multifrequenza (1 e 3 MHz), 1 e 4 cm² e Gymna Mobile 400.



Pulson 400

Dispositivo per applicazioni di ultrasuoni. Include 2 teste ad ultrasuoni



Duo 400 ViP

Dispositivo per applicazioni di elettroterapia, che include unità vaco modulare e Gymna Mobile 400.



Duo 400V

Dispositivo per applicazioni di elettroterapia, che include unità vaco modulare.



Duo 400M

Dispositivo per applicazioni di elettroterapia, che include Gymna Mobile 400.



Duo 400

Dispositivo per applicazioni di elettroterapia.



Vaco 400

Unità vaco modulare con 2 canali indipendenti, controllo mediante Combi 400 o Duo 400



Mobile 400

Sistema mobile per accessori e cavi con accesso facile e immediato al bisogno.

Gymna 400 series

Accessori della serie 400

Cavi per elettrodi (2 pezzi)

Elettrodi in gomma (2 pezzi) 2

Buste Chamex 6x8 cm (4 pezzi)

Cinghie di fissaggio 5x60 cm (4)

Testa ultrasuoni 4 cm² (1 e 3 MHz)

Testa ultrasuoni 1 cm² (1 e 3 MHz)

Punteggio VAS

Penna touchscreen

Contact gel 500 ml

Spina di prova

Tubo sottovuoto grigio chiaro (2 pezzi)

Tubo sottovuoto grigio scuro (2 pezzi)

Elettrodo sottovuoto 60 mm (4 pezzi)

Spugna per elettrodi in gomma (4 pezzi)

Monosonda 400

Sonda cluster 400

Vaco 400

Gymna Mobile 400

	COMBI				DUO				PULSON	
	400VIP	400V	400M	400	400VIP	400V	400M	400	400	400M
	■	■	■	■	■	■	■	■		
	■	■	■	■	■	■	■	■		
	■	■	■	■	■	■	■	■		
	■	■	■	■	■	■	■	■		
	■	■	■	■					■	■
	○	○	○	○					■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■					■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■		
	■	■			■	■				
	■	■			■	■				
	■	■			■	■				
	■	■			■	■				
	○	○	○	○						
	○	○	○	○						
	■	■	○	○	■	■	○	○		
	■	○	■	○	■	○	■	○	○	■

■ Standard

○ Opzionale

Gymna 400 series

Caratteristiche

Modalità di terapia diretta:

Forme di corrente elettrica	31
Iontoforesi	18
Ultrasuoni e fonoforesi	2
Terapia combinata	18
Laserterapia	2

Protocolli basati su evidenza clinica:

Obiettivi	190
Indicazioni	279
Zona del corpo	234
Effetti cellulari	16
Diagnostica	12

Posti di memoria libera:

Preferiti e programmi personali	500
Diagnostica	200
Sequenziale personale	100
Programmi condivisi	50



Gymna 400 series

Dati Tecnici serie 400

	COMBI				DUO				PULSON	
	400VIP	400V	400M	400	400VIP	400V	400M	400	400	400M
Terapie										
Elettroterapia (2 canali indipendenti)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ultrasuonoterapia (1 e 3 MHz)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Laserterapia (opzionale)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Terapia combinata	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Terapia simultanea	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vuoto	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Interfaccia utente										
Display a colori TFT, 10,4 pollici (SVGA: 800 X 600 pixel)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Customisation wizard	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Colour Guided Therapy - Metodo di terapia guidata dal colore	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Finestre di terapia ingrandite	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Touchscreen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2 regolatori d'intensità separati	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sistema di terapia assistita (GTS)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Medical e-book: libreria anatomica	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Schermate di informazioni cliniche e guida	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tasti per terapia diretta	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Protocolli: obiettivi, elenco indicazioni, selezione per ciascuna zona del corpo	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Immagini in 3D del posizionamento degli elettrodi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Diagnostica (Curva SD, Reobase, Cronassia)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elenco controindicazioni	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Memoria: 850 posti liberi - preferiti/programmi personali/diagnostica	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

SERIE GYMNA 400
Scegli il tuo colore preferito



Nero carbone



Bianco



PULSANTI
Disponibile in due colori

Argento

Nero

Crioterapia



TECAR & Diatermia



Terapia Con Onde D'Urto



Physio Care



Lettini Per Trattamenti



Elettroterapia



Active Motion



gymna.com **gymna**[®]

GymnaUniphy NV Pasweg 6A | B-3740 Bilzen, Belgium
 Tel: +32 (0)89 510 510 | Fax: +32 (0)89 510 511