


## SPECIFICATIONS

|                                    |                           |   |                                   |
|------------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| Dimensions:                        | 206 x 67 cm               | Force du moteur:  | 8 kN                              |
| Poids:                             | 99 kg                     | Utilisation du moteur:  | Max. 2 minutes/ 18 minutes off 10 |
| Réglage de la hauteur:             | ± 47 – 97 cm              | Pompe hydraulique:  | kN                                |
| Capacité de levage:                | Max. 200 kg               | Matériel de cadre:  | Cadres en acier                   |
| Tension secteur:                   | 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Finition du cadre:  | Peinture en poudre RAL 9016       |
| Courant:                           | Max. 3.0 A                | Conformité:   | IEC/EN 60601-1                    |
| Consommation électrique en veille: | Max. 3 W                  |  | IEC/EN 60601-1-2                  |
| Isolation:                         | Class II                  |   | UE règlement 2017/745 (MDR)       |
| Classification de l'appareil       | I                         |   | 2012/19/EC                        |
| Pièces appliquées                  | Type BF                   | Garantie:   | 2011/65/EU                        |
| Résistance à l'eau:                | IP21                      |   | Table 3 ans                       |
|                                    |                           |   | Revêtement Premium 3 ans,         |
|                                    |                           |   | Revêtement Classique 1 an         |

Attention : les moteurs tournent plus lentement lorsque leur alimentation est assurée par des accus.

802.154 - V.200 - 2024 FR gymna.PRO Datasheet D1 © GymnaUniphy

## MATÉRIAUX DES COUSSINS

|            |   |
|------------|---|
| Classique: | PVC, sans phthalate, biocompatible, résistant à l'abrasion et ignifuge. |
| Premium:   | PU, sans phthalate, biocompatible, Résistant à l'abrasion et ignifuge.  |




## FINITION DES COUSSINS

|              |  |
|--------------|--|
| Linéaire:    | Simple rembourrage, 40 kg/m <sup>3</sup>                           |
| Progressive: | Double rembourrage, 100 kg/m <sup>3</sup> and 40 kg/m <sup>3</sup> |

## OPTIONS

|                       |   |   |   |
|-----------------------|---|---|---|
| Ergomax:              | Mousse PU, revêtement ferme, faible densité 5° Shore  | Fonction mémoire:                         | Trois fixations programmables pour ajustement de hauteur  |
| Chauffage de coussin: | 34 °C, 36 °C et 38 °C<br>Manipulation sans fil Bluetooth<br>Minuteur automatique 30 minutes<br>Consommation maximale= 180 W | Pack LED:                                 | Manipulation sans fil Bluetooth<br>Illumination du châssis avec 14 couleurs, y compris contrôle de luminosité.<br>Consommation électrique= 10 W |
| Fonction Batterie:    | Li-ion 25,9 VDC, 2,25 Ah  | Détection de mouvement en toute sécurité: | Consommation électrique= 1 W  |

FONCTIONNALITÉ/ DIMENSIONS



Modèle disponible sans flexion également T5X

