

Gymna Stools

Take your seat



gymna[®]

gymna.com



Gymna Saddle Stool et Gymna Stool

*Valoriser l'image professionnelle
de votre cabinet*

Les Gymna Stools et les Saddle Stools se combinent parfaitement aux tables de massage Gymna. Ensemble, ils valorisent l'image professionnelle de votre cabinet.

Saddle Stool :	42 cm de large, avec inclinaison ajustable au niveau du pelvis
Tabouret :	35 cm de diamètre, avec poignée 360° pour un réglage facile
Revêtement :	Classique (PVC) 8 couleurs Premium (PU) 6 couleurs
Hauteur :	Gymna Stool 54-73 cm Gymna Saddle Stool 56-75 cm
Charge max. :	150 kg
Base :	Aluminium thermolaqué blanc
Roues :	roulettes autobloquantes, à bande de roulement souple pour les surfaces dures

Gymna Stool

Le siège rond et plat de 35 cm de diamètre confère au tabouret un caractère universel. Le Gymna Stool convient également pour une utilisation par les patients. Le réglage de la hauteur est facile grâce à la poignée 360°, toujours accessible de tous les côtés.



Gymna Saddle Stool


Voici le siège ergonomique idéal pour une utilisation quotidienne par le praticien médical. En raison de la forme de la selle, l'utilisateur s'assoit en adoptant un angle de hanche plus ouvert si bien que le pelvis penche vers l'avant et la colonne vertébrale respecte sa forme naturelle en S. L'inclinaison pelvienne est également réglable séparément.



- Position assise active et améliorée, réduisant la tension dans les lombaires.
- Mobilité améliorée en position assise

Couleurs

Premium



Classique



Réglage de la hauteur

Les tabourets sont réglables en hauteur au moyen d'un ressort à gaz fiable. Les tabourets conviennent le mieux pour les personnes mesurant 160 à 185 cm. La charge maximale est de 150 kg.



Base en étoile à 5 bras

La base en aluminium 5 étoiles est revêtue avec une poudre blanche résistante aux rayures, et son diamètre est de 50 cm. Cela suffit à garantir sa stabilité tout en lui conférant des dimensions assez réduites pour permettre une utilisation efficace près de la table de massage.



Roues

Les cinq roulettes autobloquantes contribuent à la sécurité au cabinet. Le tabouret ne glisse pas soudainement quand on s'assoit dessus. Le tabouret roule facilement dès que vous avez pris place. Les roues ont une bande de roulement souple, ce qui les rend particulièrement adaptées aux surfaces dures couramment utilisées dans la plupart des cabinets.



Cryothérapie



TECAR & Diathermie



Thérapie par ondes de choc



Physio Care



Tables de massage




Électrolyse



Electrothérapie



Votre distributeur:



gymna.com

gymna[®]

GymnaUniphy NV Pasweg 6A | B-3740 Bilzen, Belgium

Tel: +32 (0)89 510 510