

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen:	205 x 67 cm	Motorleistung:	6 kN
Gewicht:	±77 kg	Motornutzung:	max. 2 Minuten an/ 18 Minuten aus
Höhenverstellung:	50 - 100 cm elektrisch 52 - 99 cm hydraulisch	Hydraulikpumpe:	10 kN
Traglast:	Max. 200 kg	Rahmenmaterial:	Stahlrahmen
Netzspannung:	230 VAC, 50/60 Hz 120 VAC, 60 Hz 100 VAC, 50/60 Hz	Rahmenverarbeitung:	Pulverbeschichtet, weiß RAL 9016
Leistungsaufnahme:	max. 2,0 A	Konformität:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-1-2 EG-Richtlinien 2017/745 (MDR) 2012/19/EC 2011/65/EU
Isolationsklasse:	Klasse II	CE	Garantie: Tisch 3 Jahre, Classique 2025 Polsterung, 2 Jahre
Geräteklassifikation:	I		
Anwendungsteile:	Typ BF		
Feuchtigkeitsschutz:	IP21		

KISSENPOLSTERUNG

Classique: PVC, phthalatfrei, biokompatibel, abriebfest und flammhemmend.

KISSENBEZÜGE

Linear: Einfach gepolstert, 40 kg/m³

OPTIONEN

Räder
Sicherheitsschalter für Fuß- oder Handsteuerung

Ergomax-Gesichtsöffnung

ABMESSUNGEN / FUNKTIONALITÄT

