

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen: 205 x 67 cm
Gewicht: ±79 kg
Höhenverstellung: 50 - 100 cm elektrisch
52 - 99 cm hydraulisch
Traglast: Max. 200 kg
Netzspannung: 230 VAC, 50/60 Hz
120 VAC, 60 Hz
100 VAC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: max. 2,0 A
Isolationsklasse: Klasse II
Geräteklassifikation: I
Anwendungsteile: Typ BF
Feuchtigkeitsschutz: IP21

Motorleistung: 6 kN
Motornutzung: max. 2 Minuten an/
18 Minuten aus
Hydraulikpumpe: 10 kN
Rahmenmaterial: Stahlrahmen
Rahmenverarbeitung: Pulverbeschichtet,
weiß RAL 9016
Konformität: IEC/EN 60601-1
IEC/EN 60601-1-2
EG-Richtlinien 2017/745 (MDR)
2012/19/EC
2011/65/EU
Garantie: Tisch 3 Jahre,
Classique 2025 Polsterung,
2 Jahre



KISSENPOLSTERUNG

Classique: PVC, phthalatfrei, biokompatibel,
abriebfest und
flammhemmend.

KISSENBEZÜGE

Linear: Einfach gepolstert, 40 kg/m³

OPTIONEN

Räder
Sicherheitsschalter für Fuß- oder Handsteuerung

Gesichtsöffnung
Ergomax-Gesichtsöffnung

ABMESSUNGEN / FUNKTIONALITÄT

