

SPÉCIFICATIONS

| | | | |
|-------------------------------|---|------------------------|--|
| Dimensions: | 205 x 67 cm | Force du moteur: | 6 kN |
| Poids: | ±78 kg | Utilisation du moteur: | Max. 2 minutes en marche / 18 minutes au repos |
| Réglage de la hauteur: | 50 – 100 cm électrique 52 – 99 cm hydraulique | Pompe hydraulique: | 10kN |
| Capacité de levage: | Max. 200 kg | Matériau cadre: | Cadres en acier |
| Tension secteur: | 230 V c.a., 50/60 Hz 120 V c.a., 60 Hz 100 V c.a., 50/60 Hz | Finition cadre: | Thermolaqué blanc RAL 9016 |
| Consommation électrique: | Max. 2,0 A | Conformité: | IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-1-2 Directives CE 2017/745 (MDR) 2012/19/CE 2011/65/UE |
| Classe d'isolation: | II | CE | Garantie: Table 3 ans, Garnissage classique 2025, 2 ans |
| Classification du dispositif: | I | | |
| Pièces appliquées: | Type BF | | |
| Protection contre l'humidité: | IP21 | | |

GARNISSAGE COUSSIN

Classique: PVC sans phtalate, biocompatible, résistant à l'abrasion et ignifuge

FINITION COUSSIN

Linear: simple rembourrage 40 kg/m³

OPTIONS

Roulettes
Interrupteur de sécurité pour commande au pied ou à la main

Ouverture-visage
Ouverture-visage Ergomax

DIMENSIONS / FONCTIONNALITÉ

