

SPECIFICHE

| | |
|---|--|
| <p>Dimensioni : 205 x 67 cm Peso : ±74 kg Regolazione dell'altezza : 50 – 100 cm elettrico 52 – 99 cm idraulico Capacità di sollevamento: Max. 200 kg Tensione di rete: 230 V CA, 50/60 Hz 120 V CA, 60 Hz 100 V CA, 50/60 Hz Consumo energetico: Max. 2,0 A Isolamento: Classe II Classificazione del dispositivo: I Parti applicate: Tipo BF Resistente all'umidità: IP21</p> | <p>Forza del motore: 6 kN Utilizzo del motore: Max. 2 minuti acceso / 18 minuti spento Pompa idraulica: 10 kN Materiale del telaio: telaio in alluminio Finitura del telaio: verniciato a polvere, bianco RAL 9016 Conformità: IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-1-2 Direttive CE 2017/745 (MDR) 2012/19/CE 2011/65/UE Garanzia: Tavolo 3 anni, Rivestimento classico 2025, 2 anni</p> |
|---|--|

RIVESTIMENTO DEI CUSCINI

Classico: PVC, privo di ftalati, biocompatibile, resistente all'abrasione e ignifugo.

FINITURA DEI CUSCINI

Lineare: Imbottito singolarmente, 40 kg/m³

OPZIONI

Ruote
 Interruttore di sicurezza per controllo manuale o a pedale

Apertura viso
 Apertura viso Ergomax

DIMENSIONI / FUNZIONALITÀ

