

Expand your imagination

ONE



gymna[®]

Développez votre imagination

Notre imagination façonne tout ce que nous faisons.

Elle nous aide à nous exprimer, à dévoiler qui nous sommes vraiment. Votre cabinet et votre table de massage doivent tous deux refléter votre personnalité. Aventurez-vous dans l'imaginaire, laissez votre imagination aller encore plus loin. Plongez dans l'univers de gymna.ONE, osez rêver grand et stimulez votre imaginaire dans votre cabinet.





Un design raffiné

gymna.ONE respire le design. Les couleurs, les matériaux et les textures résonnent avec la nature. L'utilisation de matériaux durables et naturels, combinée avec la qualité et la fiabilité éprouvées de Gymna le rendent un produit inégalé. gymna.ONE dégage l'atmosphère harmonieuse que vous avez imaginée. C'est précisément la table de massage dont vous rêvez pour votre cabinet.



Votre compagnon pratique au quotidien

gymna.ONE est votre compagnon dans la pratique quotidienne. Son design raffiné combiné à des fonctionnalités de premier ordre optimise les conditions de vos massages. Des caractéristiques telles que i-Control, le système intelligent de réglage de la hauteur avec commande au pied, l'innovant support de tête Ergomax, positionnable dans deux directions, et les supports latéraux vous permettent de travailler plus près du patient. Choisir la gymna.ONE comme compagnon de travail de confiance vous sera bénéfique ainsi qu'à vos patients.



Support de tête Ergomax

Fabriqué en mousse souple, sans couture et confortable, ce support de forme ergonomique est amovible, imperméable et lavable.



i-Control

Ce système intelligent actionné au pied assure un réglage facile, précis et sûr de la hauteur. Ses deux modes de fonctionnement autorisent des réglages continus ou pulsés.



Lateral supports

Ils vous offrent une plus grande liberté de mouvement tout en maintenant une position de travail idéale et ergonomique. Ils facilitent le travail au plus près du patient, sans contrainte scapulaire ou dorsale.

Des soins en toute confiance pour votre patient

Vos patients sont votre priorité. Vous souhaitez offrir une expérience incomparable et avant tout apaisante et agréable. Votre objectif est que vos patients quittent votre cabinet avec le sentiment

Positif et satisfait. Le confort et l'élégance de la gymna.ONE vous aideront à établir la confiance et à effacer toutes leurs inquiétudes. Les patients profiteront de leur prochaine séance de massage dans le calme et complètement détendu. Vous bénéficierez ainsi des conditions optimales pour un massage réussi.

Chaque détail du design de gymna.ONE a été développé avec un objectif en tête : le confort du patient.



*Chau
assise*

gymna.O
comman
chauffan
dossiers
aux beso



Chauffage télécommandé des assises et dossiers

gymna.ONE est équipé de notre chauffage télécommandé des assises et dossiers. Les coussinets chauffants insérés dans les coussins des assises et dossiers génèrent une chaleur confortable adaptée aux besoins individuels de votre patient.



Accoudoirs

Les longs accoudoirs sont suffisamment grands pour laisser les bras reposer complètement. Grâce à eux, vos patients se sentiront en sécurité et totalement détendus.



Coussins épousant la forme du corps

Les coussins qui épousent la forme du corps apporteront une stabilité supplémentaire à vos patients. Ils leur offriront une expérience de massage agréable et confortable.



Ink Black



Ash Black



Midnight Blue



Warm taupe



Ruby Red



Caramel Latte



Ivory White



Dark Chocolate

Couleurs

Personnalisez le design de votre gymna.ONE. Choisissez l'une des 8 couleurs qui reflètent votre professionnalisme et créez l'atmosphère idéale pour votre pratique.





gymna.ONE *Carbon Black Edition*

Profitez encore plus du magnifique design du gymna.ONE avec l'édition spéciale Carbon Black. Dans cette finition intemporelle et classique, gymna.ONE respire l'élégance et le raffinement. Les couleurs, les matériaux et les textures en parfaite harmonie avec la nature. L'utilisation de matériaux durables et naturels, combinée avec la qualité et la fiabilité éprouvées de Gymna, en font un produit inégalé. gymna.ONE dégage l'atmosphère élégante que vous avez imaginée. C'est la table de massage qui se démarque dans votre pratique.

Un design épuré

La couleur noir carbone classique des coussins de l'édition Carbon Black de gymna.ONE, ainsi que la jolie forme du mécanisme parallèle de levage en aluminium et la base fermée de couleur noire confèrent à cette version de gymna.ONE un caractère unique et mémorable. La base fermée en contreplaqué de hêtre de haute qualité possède une finition en stratifié noir satiné. Les surfaces courbes et planes de la base reflètent et font étinceler la lumière ambiante, créant ainsi un effet visuel dynamique tout en mettant en valeur les différentes nuances de noir.



Spécifications

Dimensions	± 205 x 67 cm
Poids	± 127 kg
Réglage de la hauteur	± 50 – 100 cm
Capacité de levage max.	Max. 200 kg
Moteur électrique	8000 et 6000 N
Température du coussin	34 – 36 – 38 °C
Alimentation électrique	100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Consommation électrique	2.3 A
Utilisation	MARCHE 2 minutes, ARRÊT 18 minutes
Classe d'isolation	II
Résistance à l'humidité	IP21
Classification	I
Garantie	3 ans (garnissage 3 ans)
Conformité	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-1-2 UE règlement 2017/745 (MDR) 2012/19/EC 2011/65/EU



Configuration




gymna.ONE configuratie	T7	Q8
Caractéristiques		
Système de roulettes	●	●
Interrupteur à clé	●	●
i-Control	●	●
Gymna Stability Profile	●	●
Choix entre le noir et le blanc	●	●
Sections supérieures		
Trou de visage avec Ergomax	●	●
Accoudoirs	●	●
Supports latéraux	●	●
Cyphose manuelle	●	-
Cyphose électrique	○	-
Dossier électrique	-	●
Partie du siège électrique	-	●
Coussins		
Coussins Progressive	●	●
Chauffage télécommandé des assises et dossiers	●	●
Revêtement Premium	●	●
Largeur 67 cm	●	●

● Caractéristique standard ○ Fonctionnalité optionnelle - Non disponible



Votre distributeur



gymna.com

gymna[®]

GymnaUniphy NV Pasweg 6A | B-3740 Bilzen, Belgium

Tel: +32 (0)89 510 532