

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen:	205 x 120 cm	Motorleistung:	8 kN
Gewicht:	±104 kg	Motornutzung:	Max. 2 Minuten an / 18 Minuten aus Stahlrahmen
Höhenverstellung:	± 49 - 99 cm elektrisch	Rahmenmaterial:	Pulverbeschichtet,
Traglast:	Max. 200 kg	Rahmenverarbeitung:	Weiß RAL 9016
Netzspannung:	100 - 240 VAC, 50/60 Hz	Konformität:	IEC/EN 60601-1
Leistungsaufnahme:	max. 3.0 A		IEC/EN 60601-1-2
Isolationsklasse:	Klasse II		EU Verordnung 2017/745 (MDR)
Geräteklassifikation:	I		2012/19/EC
Anwendungsteile:	Typ BF		2011/65/EU
Feuchtigkeitsschutz:	IP21	Garantie:	Tisch 3 Jahre, Classique-Polsterung, 1 Jahr



POLSTERBEZÜGE

Classique: PVC, phthalatfrei, biokompatibel, abriebfest und flammwidrig

POLSTERUNG

Linear: Einfach gepolstert, 40 kg/m³

OPTIONEN

Räder
Breite der Polsterung 100cm

ABMESSUNGEN / FUNKTIONALITÄT

