

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions:	205 x 120 cm	Force du moteur:	8 kN
Poids:	±114 kg	Utilisation du moteur:	Max. 2 minutes en marche / 18 minutes au repos
Réglage de la hauteur:	± 49 - 99 cm électrique	Matériau cadre:	Cadres en acier
Capacité de levage:	Max. 200 kg	Finition cadre:	Thermolaqué blanc RAL 9016
Tension secteur:	100 - 240 V c.a, 50/60 Hz	Conformité:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-1-2 UE règlement 2017/745 (MDR) 2012/19/EC 2011/65/EU
Courant:	Max. 3.0 A		Garantie: Table 3 ans, Revêtement Classique, 1 an
Classe d'isolation:	II		
Classification de l'appareil:	I		
Pièces appliquées:	Type BF		
Résistance à l'eau:	IP21		

MATÉRIAUX DES COUSSINS

Classique: PVC sans phtalate, biocompatible,
Résistant à l'abrasion et ignifuge

FINITION DES COUSSINS

Linear: simple rembourrage, 40 kg/m³

OPTIONS

Roulettes
Largeur du coussin 100cm

Ouverture-visage
Ouverture-visage Ergomax

DIMENSIONS / FONCTIONNALITÉ

