

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen: 205 x 120 cm
 Gewicht: ±114 kg
 Höhenverstellung: ± 49 - 99 cm elektrisch
 Traglast: Max. 200 kg
 Netzspannung: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
 Leistungsaufnahme: max. 3.0 A
 Isolationsklasse: Klasse II
 Geräteklassifikation: I
 Anwendungsteile: Typ BF
 Feuchtigkeitsschutz: IP21

Motorleistung: 8 kN
 Motornutzung: Max. 2 Minuten an /
 18 Minuten aus
 Rahmenmaterial: Stahlrahmen Pulverbeschichtet,
 Rahmenverarbeitung: Weiß RAL 9016
 IEC/EN 60601-1
 Konformität: IEC/EN 60601-1-2
 EU Verordnung 2017/745 (MDR)
 2012/19/EC
 2011/65/EU
 Tisch 3 Jahre,
 Garantie: Classique 2025 Polsterung,
 2 Jahre



POLSTERBEZÜGE

Classique: PVC, phthalatfrei, biokompatibel,
 abriebfest und flammwidrig

POLSTERUNG

Linear: Einfach gepolstert, 40 kg/m³

OPTIONEN

Räder
 Breite der Polsterung 100cm

Gesichtsöffnung
 Ergomax-Gesichtsöffnung

ABMESSUNGEN / FUNKTIONALITÄT

