

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions: 205 x 120 cm
 Poids: ±114 kg
 Réglage de la hauteur: ± 49 - 99 cm électrique
 Capacité de levage: Max. 200 kg
 Tension secteur: 100 - 240 V c.a, 50/60 Hz
 Courant: Max. 3.0 A
 Classe d'isolation: II
 Classification de l'appareil: I
 Pièces appliquées: Type BF
 Résistance à l'eau: IP21

Force du moteur: 8 kN
 Utilisation du moteur: Max. 2 minutes en marche / 18 minutes au repos

Matériau cadre: Cadres en acier
 Finition cadre: Thermolaqué blanc RAL 9016
 Conformité: IEC/EN 60601-1
 IEC/EN 60601-1-2
 UE règlement 2017/745 (MDR)
 2012/19/EC
 2011/65/EU



Garantie: Table 3 ans,
 Revêtement Classique 2025,
 2 ans

MATÉRIAUX DES COUSSINS

Classique: PVC sans phtalate, biocompatible,
 Résistant à l'abrasion et ignifuge

FINITION DES COUSSINS

Linear: simple rembourrage, 40 kg/m³

OPTIONS

Roulettes
 Largeur du coussin 100cm

Ouverture-visage
 Ouverture-visage Ergomax

DIMENSIONS / FONCTIONNalité

