

SPECIFICATIES

Afmetingen:	205 x 120 cm	Motorkracht:	8 kN
Gewicht:	±114 kg	Motorgebruik:	Max. 2 minuten aan / 18 minuten uit
Hoogteverstelling:	± 49 - 99 cm elektrisch	Materiaal frame:	Stalen frames
Hefvermogen:	Max. 200 kg	Afwerking frame:	Poedercoating wit RAL 9016
Netspanning:	100 - 240 VAC, 50/60 Hz	Conformiteit:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-1-2 EG-richtlijnen 2017/745 (MDR) 2012/19/EC 2011/65/EU
Stroomverbruik:	Max. 3.0 A		
Isolatie:	klasse II		
Apparatenclassificatie:	I		
Toegepaste onderdelen:	Type BF	Garantie:	Tafel 3 jaar, Classique 2025 bekleding, 2 jaar
Vochtbestendig:	IP21		



KUSSENBEKLEDING

Classique: pvc, ftalaatvrij, biocompatibel,
slijtvast en vlamvertragend

AFWERKING KUSSENS

Linear: enkel gewatteerd, 40 kg/m³

OPTIES

Wielen
Breedte kussen 100cm

Gezichtsopening
Ergomax gezichtsopening

AFMETINGEN / FUNCTIONALITEIT

