

gymna.ONE

The art of therapy

DATASHEET



gymna[®]

gymna.ONE – uniek in zijn stijl

gymna.ONE is een weerspiegeling van jouw unieke stijl, professionele aspiraties en niet zomaar een behandelbank

gymna.ONE biedt ongeëvenaarde duurzaamheid, ergonomisch ontwerp en geavanceerde technologie, waardoor superieur comfort en efficiëntie geboden wordt voor zorgprofessionals.

Snelle en veilige hoogteregeling

In vergelijking met eerdere modellen gaat het verhogen van de tafel van de laagste naar de hoogste stand aanzienlijk sneller, waardoor kostbare tijd wordt bespaard voor zowel therapeut als patiënt.

Gymna i-Control, het veiligste systeem voor hoogteregeling, is zo geplaatst dat het gemakkelijk toegankelijk is van overal rondom de gymna.ONE tafel zonder risico op onbedoelde beweging.



Ergonomisch ontwerp zorgt voor optimaal patiëntcomfort

Ontworpen om optimaal comfort en ergonomie voor de patiënt te garanderen, is gymna.ONE voorzien van kenmerkende Gymna-functies zoals ons One-Click armsupportsysteem, Ergomax gezichtskussen en kussenverwarming.




Verlaag beide armsupports tegelijk met het One-Click armsupportsysteem. De armsupports zijn licht gekanteld voor een meer ontspannen houding van de nek en schouders. Het zachte en naadloze Ergomax gezichtskussen is gemaakt van waterdicht en wasbaar materiaal voor optimale hygiëne. Combineer deze twee met onze kussenverwarming en creëer een comfortabele omgeving voor je patiënt.



Verfijnd design gecombineerd met superieur vakmanschap

De organisch gevormde aluminium armen, de verfijnd ontworpen meerlaagse houten basis en de functionele maar elegante randbescherming maken gymna.ONE tot een waar kunstwerk. Door vakmanschap te combineren met design, ontstaat er meer dan alleen een functionele behandelbank. gymna.ONE transformeert elke ruimte in een uitnodigende oase van comfort en stijl.




SPECIFICATIES

Dimensies:	206 x 67 cm
Gewicht:	112 - 127 kg
Hoogteverstelling:	50 – 100 cm
Max. hefvermogen:	200 kg
Elektrische motor:	10.000 N
Heftijd:	18 sec.
Netspanning:	100-240VAC, 50-60 Hz
Stroomverbruik:	3,0 A
Isolatieklasse:	II 
Classificatie:	I 
Applied parts:	Type BF 
Vochtbestendigheid:	IP21
Conformiteit:	EC richtlijnen 2017/745, 2012/19, 2011/65 IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-1-2
Garantie:	Tafel 5 jaar, Premium bekleding 3 jaar

**FUNCTIONALITEIT**

gymna.ONE series	D6	T7	Q8
2-delige tafel	●		
3-delige tafel		●	
4-delige tafel			●
Hoofddeel	●	●	●
Ergomax gezichtsopening	●	●	●
One-Click armsteunen	●	●	●
Lateraalsteunen	●	●	●
Draadloze kussenverwarming	●	●	●
Premium PU bekleding	●	●	●
Lumbale flexie gemotoriseerd		●	
Rugdeel		●	
Rugdeel gemotoriseerd		○	●
Zitdeel gemotoriseerd			●
Onderbeendeel			●
Electrische hoogteverstelling	●	●	●
i-Control	●	●	●
Veiligheidsschakelaar	●	●	●
Wielen	●	●	●
4 kleuren combinaties	●	●	●
LED pack	○	○	○

● = standard ○ = optional

INSTELBAARHEID**KUSSENS**

Bekleding:	ftalaatvrije PU kunstleer, biocompatibel, slijtvast en vlamvertragend
Polstering:	PE, duopolstering. Onderlaag 100 kg/m ³ Bovenlaag 40 kg/m ³
Kussen temperatuur:	34°C, 36°C en 38°C Bluetooth draadloze bediening Automatische timer 30 min. Maximaal verbruik = 180W
Ergomax:	Ergomax: PU-schuim, waterdicht, lage dichtheid (5° Shore)

KLEUREN KUSSENS

Midnight Blue	Ink Black	Ash Black
Ruby Red	Ivory White	Caramel Latte
Warm taupe	Dark Chocolate	Cognac Brown

gymna.com **gymna**[®]

GymnaUniphy NV Pasweg 6A | B-3740 Bilzen, Belgium

Tel: +32 (0)89 510 532