

gymna[®]

LE PLUS POUR VOTRE CABINET

Offres privilèges

Offres spéciales pour **les professionnels de santé**
Valable du **15 septembre** au **15 décembre 2025**



Smarter products. **Better treatments.**

Votre thérapie mène à la
guérison. Avec **Gymna**
il devient encore plus
performant.

Votre expertise mérite les meilleurs outils

Derrière chaque rétablissement réussi se cache un thérapeute incroyable. Avec Gymna, chaque mouvement devient plus puissant, plus précis et plus efficace.

Nos offres spéciales vous fournissent les outils nécessaires pour faire de chaque intervention votre meilleur traitement et de chaque résultat votre plus grande fierté.

Découvrez les offres jusqu'au 15 décembre 2025 et choisissez la solution qui vous convient le mieux.

Contactez votre distributeur Gymna pour profiter de ces offres. Trouvez ici le revendeur le plus proche de chez vous.



Valable du
15/09/2025 au
15/12/2025

gymna.GO

Basically perfect

La solution pour votre pratique quotidienne, sans fioritures, mais équipée de l'essentiel. Ce modèle d'entrée de gamme de qualité convient à tous les thérapeutes.

15 % de réduction



Support de tête Ergomax

Le support de tête Ergomax amovible et lavable offre un confort maximal au patient et facilite l'hygiène au quotidien dans le cabinet.



Réglage de la hauteur

Facilement et rapidement réglable – pour une hauteur de travail ergonomique optimale lors de chaque traitement.



i-Control

La commande intuitive permet des mouvements précis et sûrs et vous donne un contrôle total sur la table.



Pompe hydraulique

Robuste et durable – une technologie fiable pour une utilisation quotidienne sans compromis.



Profil de stabilité Gymna

Stabilité maximale pour le patient et le thérapeute, même lors d'applications dynamiques.

OFFRE SPÉCIALE

Commandez dès maintenant et profitez de cette offre promotionnelle !



gymna.GO FIT

Le confort à prix d'entrée de gamme

Table de massage en 2 parties

- Avec 4 roulettes
- Réglage efficace de la hauteur avec i-Control
- Support de tête hygiénique

Ergomax

2.395 €
TTC

Votre nouvelle table
de massage d'entrée
de gamme haut de
gamme



gymna.PRO

Your table. Your choice

La gymna.PRO est notre table haut de gamme, configurable individuellement avec 12 éléments essentiels haut de gamme – du Gymna Ergomax et du chauffage à distance des coussins aux supports latéraux et One-Click accoudoirs. Vous pouvez ainsi configurer votre table exactement selon vos besoins.

15 % de
réduction



Support de tête Ergomax

Le support de tête Ergomax amovible et lavable offre un confort maximal au patient et facilite l'hygiène au quotidien dans le cabinet.



Constant Patient Position (breveté)

Stable dans toutes les positions, sans rotation fastidieuse du patient. Cela augmente le confort, améliore l'hygiène et facilite votre travail.



Supports latéraux

Les supports latéraux en option offrent une surface d'appui supplémentaire et augmentent le confort lors de traitements prolongés.



Chauffage des coussins

Le chauffage intégré procure une chaleur agréable, idéale pour encore plus de détente et un effet thérapeutique accru.



Moteurs supplémentaires

Améliorez le confort d'utilisation grâce à des moteurs supplémentaires pour un réglage encore plus précis et plus facile de votre table.



One-Click accoudoirs

Se retire et se remet en place d'un simple clic. Rapide et hygiénique, pour une position détendue des épaules et de la nuque en position couchée sur le ventre.



Profil de stabilité Gymna

La construction robuste du cadre garantit une sécurité maximale, même lors d'utilisations intensives ou dynamiques.



gymna.ONE

The art of therapy

gymna.ONE n'est pas seulement une table de massage, c'est le reflet de votre style unique et de vos ambitions professionnelles. Choisissez un modèle de table qui incarne votre identité et met en valeur votre cabinet.



OFFRE SPÉCIALE

Livraison gratuite,
Stool Gymna et
trois Ergomax



Support de tête Ergomax

De forme ergonomique pour un positionnement naturel du patient, avec une ouverture en forme de cœur qui laisse les yeux et la bouche libres. Le coussin facial Ergomax, souple et sans couture, répartit la pression de manière uniforme sur le front et le menton. Des découpes des deux côtés permettent de choisir entre une grande et une petite ouverture, en fonction de la forme du visage.

Pour une hygiène optimale, le matelas peut être facilement retiré de la table d'examen. La mousse est imperméable, lavable et résistante aux désinfectants courants, afin que chaque patient se sente toujours à l'aise et en sécurité.

Ellexeo

Nouveau

La plateforme thérapeutique modulaire

Avec le nouvel Ellexeo, vous bénéficiez d'une flexibilité et d'une mobilité maximales, que ce soit dans votre cabinet, dans votre club ou en déplacement.

Grâce à sa conception modulaire, l'appareil s'adapte parfaitement à vos besoins et peut être utilisé partout où une thérapie est nécessaire.

Des équipements mobiles supplémentaires offrent en outre encore plus de confort dans l'utilisation quotidienne.

Visitez le site Web de Gymna pour plus d'informations.



Combi

Unité de commande ET + module US



Combi V

Unité de commande ET + module US + module Vaco



Combi ViP

Unité de commande ET + module US + module Vaco + Mobile Fit



Modèles Combi

Batterie gratuite

pour une liberté de mouvement maximale

Modèles VIP

Mobile Fit gratuite

Confort pratique pour une utilisation quotidienne

Ultrasound compact

Un appareil d'ultrason intelligent à portée de main

Le nouveau Gymna Ultrasound compact est un appareil petit et facile à utiliser. Il fonctionne sur secteur ou avec la batterie rechargeable intégrée et convient à une utilisation dans et en dehors du cabinet de kinésithérapie.

L'interface utilisateur est équipée d'un écran tactile capacitif 7 pouces clair et lisible de haute qualité.

2.412 €
TTC



Écran tactile capacitif haut de gamme

La combinaison d'un grand écran tactile de 7 pouces et du logiciel convivial du Gymna Ultrasound compact permet d'intégrer toutes les fonctions à l'écran.

DynamUS

Fonction unique de contrôle de la vitesse de mouvement de Gymna. DynamUS surveille le mouvement de la tête à ultrasons et signale tout écart par rapport à la vitesse correcte.

Batterie rechargeable intégrée

La longue durée de vie de la batterie intégrée vous permet d'utiliser l'appareil dans n'importe quel environnement, même en l'absence de prise électrique.



OFFRE SPÉCIALE

Pour transporter notre Ultrasound compact en toute sécurité, vous recevrez gratuitement une housse de transport à l'achat d'un appareil.



Gymna ShockMaster

Traiter dans les meilleures conditions possibles

L'interface utilisateur intelligente permet une utilisation simple, tandis que le compresseur à l'huile silencieux et sans vibrations offre un accès rapide.

Les mises à jour logicielles rapides peuvent également être effectuées facilement via le port USB.



OFFRE SPÉCIALE

ShockMaster 300 de
~~14.280 € TTC~~ à 10.750 € TTC

ShockMaster 500 de
~~18.168 € TTC~~ à 13.750 € TTC

Interface utilisateur intuitive

Guide et assiste le thérapeute de manière simple et rapide dans le traitement souhaité.

Pièce à main ergonomique

Son poids léger, son matériau souple et son design équilibré garantissent une prise en main optimale de la

Toujours à la pointe de la technologie

De nouvelles indications sont régulièrement ajoutées, accompagnées des protocoles de traitement

Protocole dynamique

Le système ShockMaster Patient Guided Therapy adapte le niveau de traitement à l'état du patient.

Applicateurs fasciaux

Les applicateurs pour fascias et colonne vertébrale permettent de traiter une plus grande variété de patients et de pathologies.

Facile à utiliser

Chariot ergonomique avec tous les accessoires à portée de main.

Cryoflow ICE-IR

Contrôle optimal de la température

Le Gymna Cryoflow ICE-IR est équipé d'un système unique de rétroaction infrarouge pour une régulation optimale de la température, garantissant une utilisation sûre et des résultats de refroidissement maximaux.

Le système de rétroaction garantit une mesure continue de la température de la peau à l'aide d'un capteur infrarouge. Le débit d'air est automatiquement ajusté pour atteindre et maintenir la température souhaitée.

Débit d'air puissant jusqu'à 1000 l/min.

Les réactions métaboliques souhaitées peuvent être déclenchées immédiatement.

Facile à utiliser

Le Cryoflow ICE-IR ne nécessite aucun remplissage.

2 méthodes de traitement

Statique et sans les mains, ou dynamique et manuel.

15 % de
réduction



Physio Care

Lotions de massage haut de gamme pour professionnels

Lors de chaque massage thérapeutique, la peau est soumise à un stress mécanique. Il est donc très important de choisir la bonne huile de massage.

Les lotions de massage aux cristaux liquides de Gymna ont été spécialement conçues pour répondre aux besoins de la peau des thérapeutes et des patients, afin de lui apporter un soin et une hydratation optimaux.

10 % de réduction





Oui, je suis intéressé(e) par les produits Gymna !

Nous sommes à votre disposition pour vous aider, alors n'hésitez pas à nous contacter ou à venir assister à une démonstration dans notre showroom.



www.gymna.fr

Gymna France

 14 Avenue Pierre Mauroy
59120 Loos

 Tel: 06 99 92 59 38

 e-mail: info@gymna.fr