

# Product Datenblatt

## Pulson 100

*Das Pulson 100, ein Ultraschallgerät.*

Das Gymna Pulson 100 ist ein benutzerfreundliches, tragbares Gerät mit allen Grundfunktionen. Ausgestattet mit Multifrequenz-Ultraschall Köpfe und Drucktasten für alle Funktionen.



Artikelnummer: 320.200

### Charakteristik

- Ultraschall:
  - Multi-Schallkopf (1 und 3 MHz), 4 cm<sup>2</sup>
  - Ultrashallkopf mit Konnektor
  - 1 Ultraschall Ausgangsanschlüsse
  - Kontinuierlicher und pulsierender Modus(10,20,30,40,50,100%)
  - Visuelle und Akustische kontakt steuerung
- Funktionalitäten:
  - Indikationen: 23
  - Freie mode: 1

### Technische Daten

Netzspannung : 100-240-VAC, 50/60 Hz +/- 10%  
Maximale Leistung, in Betrieb : 29 VA  
Abmessungen (B x H x T) : 268 x 124 x 295 mm  
Gewicht : c.a 3,150 kg  
Sicherheitsklasse : Class I  
Isolierung : Type BF  
MDD Klassifizierung : IIa  
Richtlinien : Konformität mit den Richtlinien MDD 93/42/EWG

### Standardzubehör

- 100 689 Netzkabel gerade - EU Stecker
- 336 589 Multi-Schallkopf 4cm<sup>2</sup> 1&3MHz Ub4m
- 341 088 Contactgel, 500 ml
- 117 277 Fotoserie US Handhabung
- 336 787 Leaflet A5 Programmnummern plastifiziert

### Anleitung

- 323 011 Sicherheitsaspekte Gymna
- 331 958 Gebrauchtsanleitung Pulson 100 -E
- 376 126 Bedienungsanleitung-CD Gymna Serien

### Optionales Zubehör

- 336 578 Multi-Schallkopf 1cm<sup>2</sup> 1&3MHz Ub1m
- 302 955 Tragetasche für 200-er Serie
- 341 099 Contactgel 5L
- 341 121 Pumpe 5L
- 320 804 Gymna Mobile - Gerätewagen

<b>Therapien</b>	
Ultraschalltherapie (1 & 3 MHz)	■
<b>Benutzeroberfläche</b>	
LCD für alle Parameter	■
Drucktasten für die wichtigsten Funktionen	■
Indications leaflet	■
<b>Ultraschalltherapie</b>	
Hybrider Behandlungskopf 4 cm <sup>2</sup> (1&3 MHz, multifrequent)	■
Hybrider Behandlungskopf 1 cm <sup>2</sup> (1&3 MHz, multifrequent)	○
Visuelle und akustische Kontaktsteuerung	■

■ = Standard

○ = Option