

gymna[®]

TECHNISCHES DATENBLATT

ShockMaster 500



Technische Gerätespezifikationen

Abmessungen des Geräts (B x T x H)	36 x 38 x 16 cm
Gesamtabmessungen (B x T x H)	57 x 58 x 102 cm (inkl. Trolley)
Stückgewicht (kg)	8 kg
Gesamtgewicht (kg)	72 kg
Integrierter Wagen	38 kg 4 extra große Lenkrollen für hervorragende Mobilität Robust: aus Aluminium gefertigt Seitenschutz für das Gerät
Kompressor (Öl)	26 kg Im Wagen, geräuschlos, vibrationsfrei, 12 bar
Verbindungskanäle	2 Kanäle
Touchscreen	7 Zoll Vollfarbe, 180°-Ansicht
Frequenzbereich	0.5 - 21 Hz (in Schritten von 0,1 Hz)
Maximaler Frequenzbereich mit V-Actor	35 Hz
Druckbereich	0,3 - 5 bar _{eff} (in Schritten von 0.1 bar _{eff})
Einstufung gemäß MDD 93/42/EWG	Klasse IIa
Klassifizierung gemäß MDR SOR/98-282	Klasse II
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Angewandte Teileart	Type B
Eindringungsschutz	IPX1
Benannte Stelle	CE0344

Technische Spezifikationen des Handstücks

Ein-/Aus-Funktion	Elektronischer Start-/Stopp-Knopf Keine Luftkühlung
Gewicht (g)	+/- 500 g
Ergonomie	Integrierter Weichgummischutz Ergonomische Form Stoßdämpfende Gummigriffteile



Handstück

Gerät

Verfügbares Marketingmaterial

Zertifikat für Poster im Wartezimmer

Ein auffälliges und professionelles Poster, das Patienten während der Wartezeit informiert und beruhigt sowie die Vorteile der ShockMaster-Therapie sowie Ihre ShockMaster-Kompetenz hervorhebt.

Anwendungsleitfaden (digital)

Eine übersichtliche, schrittweise digitale Anleitung mit Behandlungsprotokollen und praktischen Tipps für eine effektive tägliche Anwendung.

Patientenakte (digital)

Eine patientenfreundliche digitale Mappe mit leicht zugänglichen Informationen zu Behandlungen, Vorteilen und dem, was zu erwarten ist.

Alles, was Sie
brauchen, um
den ShockMaster
souverän zu
präsentieren.

Bestell informationen

Gymna ShockMaster 500

342.500	Gymna ShockMaster 500
---------	-----------------------

Standardmäßig enthalten: Gerät Gymna ShockMaster 500, Transportwagen ShockMaster 500, RSW-Handstück Precision*, Strahlapplikator, Tiefenwirkungsapplikator, D-Actor 20-mm-Applikator, 4 Revisionssets (2 Projektile und Röhrchen in der Handstückbox + 1 Revisionskit Handstück kurz), 1 rutschfeste Schutzmatte, 1 Flasche Physio Care Kontakt-Neutralhydrogel 500 ml, 1 Tissuebox, 1 Poster für den Warteraum, 1 Zertifikat und 1 Anwendungsleitfaden, Ringbuch mit Dokumenten und Informationen.

Gymna ShockMaster Zubehör

342.720	Gymna ShockMaster RSW-Handstück Precision
342.716	Gymna ShockMaster RSW-Handstück short
342.749	Gymna ShockMaster Körperersatzsatz RSW-Handstück short
309.771	Gymna ShockMaster Überarbeitungskit RSW-Handstück
342.705	Gymna ShockMaster Überarbeitungskit RSW-Handstück short / Handstück Precision
338.239	Gymna ShockMaster V-actor
342.727	Gymna ShockMaster Faszienapplikator-Set
342.738	Gymna ShockMaster Wirbelsäulenapplikator-Set

*In offiziellen Unterlagen wird das Handstück Precision wie folgt bezeichnet: ShockMaster RSW Handstück Short W

Bestell informationen

338.613	Gymna ShockMaster klassischer 15-mm-Applikator
338.618	Gymna ShockMaster Strahlapplikator
338.624	Gymna ShockMaster Tiefwirkender Applikator
338.630	Gymna ShockMaster Fokussierlinsenapplikator
342.760	Gymna ShockMaster Atlas-Applikator
338.602	Gymna ShockMaster Akupunktur-Applikator 6 mm
342.771	Gymna ShockMaster Keramikapplikator
342.782	Gymna ShockMaster Auslöser 10 mm Applikator
338.646	Gymna ShockMaster D-actor 20 mm Applikator
338.657	Gymna ShockMaster D-actor 35 mm Applikator
342.793	Gymna ShockMaster D-actor 20 mm "T" Applikator
338.668	Gymna ShockMaster V-actor 25 mm Applikator
338.679	Gymna ShockMaster V-actor 40 mm Applikator
338.217	Gymna ShockMaster Schutzmatte gegen Ausrutschen
342.551	Gymna ShockMaster Poster
338.960	Gymna ShockMaster 500 Trolley
342.673	Gymna ShockMaster Anwendungsleitfaden EN
341.088	Gymna Physio Care Contact neutrales Hydrogel 500 ml
341.099	Gymna Physio Care Contact neutrales Hydrogel 5 l

