

gymna[®]

TECHNISCH GEGEVENSBLAD

ShockMaster 500



Technische specificaties van het apparaat

Afmetingen van het apparaat (b x d x h)	36 x 38 x 16 cm
Totale afmetingen (b x d x h)	57 x 58 x 102 cm (incl. trolley)
Unit weight (kg)	8 kg
Gewicht per apparaat (kg)	72 kg
Geïntegreerde trolley	38 kg 4 extra grote zwenkwielen voor superieure mobiliteit Stevig: gemaakt van aluminium Zijdelingse bescherming voor het apparaat
Compressor (olie)	26 kg In trolley, stil, trillingsvrij 12 bar
Verbindingskanalen	2 kanalen
Aanraakscherm	7 inch full colour, 180° beeld
Frequentiebereik	0.5 - 21 Hz (in stappen van 0.1 Hz)
Maximaal frequentiebereik met V-Actor	35 Hz
Drukbereik	0,3 - 5 bar _{eff} (in stappen van 0.1 bar _{eff})
Classificatie volgens MDD 93/42/EEG	Klasse IIa
Classificatie volgens MDR SOR/98-282	Klasse II
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Toegepaste onderdelen type	Type B
Bescherming tegen ingressie	IPX1
Aangemelde instantie	CE0344

Technische specificaties handpiece

Aan/uit-functie	Elektronische start-/stopknop Geen luchtkoeling
Gewicht (g)	+/- 500 g
Ergonomie	Geïntegreerde bescherming van zacht rubber Ergonomische vorm Schokabsorberende rubberen greepdelen



Beschikbaar marketingmateriaal

Certificaat voor wachtkamerposter

Een opvallende en professionele poster die is ontworpen om patiënten tijdens het wachten te informeren en gerust te stellen, waarbij de voordelen van ShockMaster-therapie en jouw ShockMaster-expertise worden benadrukt.

Toepassingsgids (digitaal)

Een duidelijke, stapsgewijze digitale handleiding met behandelingsprotocollen en praktische tips voor effectief dagelijks gebruik.

Patiëntenmap (digitaal)

Een patiëntvriendelijke digitale map met toegankelijke informatie over behandelingen, voordelen en wat je kan verwachten.

Alles wat je nodig
hebt om de
ShockMaster met
vertrouwen te
presenteren.

Bestel informatie

Gymna ShockMaster 500

342.500	Gymna ShockMaster 500
---------	-----------------------

Standaard inbegrepen: Apparaat Gymna ShockMaster 500, trolley ShockMaster 500, RSW-handpiece Precision*, balkapplicator, diepe impactapplicator, D-actor 20 mm-applicator, 4 revisiesets (2 projectielen en buizen in handpiece doos + 1 revisiekit handpiece Short), 1 antislipmat, 1 fles Physio Care contactneutrale hydrogel 500 ml, 1 tissuebox, 1 poster voor de wachtkamer, 1 certificaat en 1 gebruiksaanwijzing, ringband met documenten en informatie.

Gymna ShockMaster Accessories

342.720	Gymna ShockMaster RSW handpiece Precision
342.716	Gymna ShockMaster RSW handpiece short
342.749	Gymna ShockMaster set voor de vervanging van de behuizing RSW handpiece short
309.771	Gymna ShockMaster revisie set RSW handpiece
342.705	Gymna ShockMaster revision kit RSW handpiece short / handpiece Precision
338.239	Gymna ShockMaster V-actor
342.727	Gymna ShockMaster fascia applicator set
342.738	Gymna ShockMaster spine applicator set
338.613	Gymna ShockMaster classic 15 mm applicator

*In officiële documentatie wordt het handpiece Precision aangeduid als: ShockMaster RSW-handpiece Short W

Bestel informatie

338.618	Gymna ShockMaster straal applicator
338.624	Gymna ShockMaster diepe impact applicator
338.630	Gymna ShockMaster focus lens applicator
342.760	Gymna ShockMaster atlas applicator
338.602	Gymna ShockMaster acupunctuur 6 mm applicator
342.771	Gymna ShockMaster keramische applicator
342.782	Gymna ShockMaster trigger 10 mm applicator
338.646	Gymna ShockMaster D-actor 20 mm applicator
338.657	Gymna ShockMaster D-actor 35 mm applicator
342.793	Gymna ShockMaster D-actor 20 mm "T" applicator
338.668	Gymna ShockMaster V-actor 25 mm applicator
338.679	Gymna ShockMaster V-actor 40 mm applicator
338.217	Gymna ShockMaster pbeschermdende antislipmat
342.551	Gymna ShockMaster poster
338.960	Gymna ShockMaster 500 trolley
342.673	Gymna ShockMaster toepassingsgids EN
341.088	Gymna Physio Care Contact neutrale hydrogel 500 ml
341.099	Gymna Physio Care Contact neutrale hydrogel 5 l

