

## SPECIFICATIES

Afmetingen:	205 x 120 cm	Motorkracht:	8 kN
Gewicht:	±104 kg	Motorgebruik:	Max. 2 minuten aan / 18 minuten uit
Hoogteverstelling:	± 49 - 99 cm elektrisch	Materiaal frame:	Stalen frames
Hefvermogen:	Max. 200 kg	Afwerking frame:	Poedercoating wit RAL 9016
Netspanning:	100 - 240 VAC, 50/60 Hz	Conformiteit:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-1-2 EG-richtlijnen 2017/745 (MDR) 2012/19/EC 2011/65/EU
Stroomverbruik:	Max. 3.0 A	<b>CE</b>	Garantie: Tafel 3 jaar, Classique bekleding, 1 jaar
Isolatie:	klasse II		
Apparatenclassificatie:	I		
Toegepaste onderdelen:	Type BF		
Vochtbestendig:	IP21		

## KUSSENBEKLEDING

Classique: pvc, ftalaatvrij, biocompatibel, slijtvast en vlamvertragend

## AFWERKING KUSSENS

Linear: enkel gewatteerd, 40 kg/m<sup>3</sup>

## OPTIES

Wielen  
 Breedte kussen 100cm

## AFMETINGEN / FUNCTIONALITEIT

