


## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen:	205 x 120 cm	Motorleistung:	8 kN
Gewicht:	±114 kg	Motornutzung:	Max. 2 Minuten an / 18 Minuten aus
Höhenverstellung:	± 49 - 99 cm elektrisch	Rahmenmaterial:	Stahlrahmen
Traglast:	Max. 200 kg	Rahmenverarbeitung:	Pulverbeschichtet, Weiß RAL 9016
Netzspannung:	100 - 240 VAC, 50/60 Hz	Konformität:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-1-2 EG-Richtlinien 2017/745 (MDR) 2012/19/EC 2011/65/EU
Leistungsaufnahme:	max. 3.0 A		<b>Garantie:</b> Tisch 3 Jahre, Classique-Polsterung, 1 Jahr
Isolationsklasse:	Klasse II		
Geräteklassifikation:	I		
Anwendungsteile:	Typ BF		
Feuchtigkeitsschutz:	IP21		

## POLSTERBEZÜGE

Classique: PVC, phthalatfrei, biokompatibel,  
abriebfest und flammwidrig

## POLSTERUNG

Linear: Einfach gepolstert, 40 kg/m<sup>3</sup>

## OPTIONEN

Räder  
Breite der Polsterung 100cm

Gesichtsöffnung  
Ergomax-Gesichtsöffnung

## ABMESSUNGEN / FUNKTIONALITÄT

