

## SPECIFICHE

Dimensioni : 205 x 67 cm  
 Peso : ±74 kg  
 Regolazione dell'altezza : 50 – 100 cm elettrico  
 52 – 99 cm idraulico  
 Capacità di sollevamento: Max. 200 kg  
 Tensione di rete: 230 V CA, 50/60 Hz  
 120 V CA, 60 Hz  
 100 V CA, 50/60 Hz  
 Consumo energetico: Max. 2,0 A  
 Isolamento: Classe II  
 Classificazione del dispositivo: I  
 Parti applicate: Tipo BF  
 Resistente all'umidità: IP21

Forza del motore: 6 kN  
 Utilizzo del motore: Max. 2 minuti acceso /  
 18 minuti spento  
 Pompa idraulica: 10 kN  
 Materiale del telaio: telaio in alluminio  
 Finitura del telaio: verniciato a polvere,  
 bianco RAL 9016  
 Conformità: IEC/EN 60601-1  
 IEC/EN 60601-1-2  
 Direttive CE 2017/745 (MDR)  
 2012/19/CE  
 2011/65/UE  
 Garanzia: Tavolo 3 anni,  
 Rivestimento classico, 1 anno



## RIVESTIMENTO DEI CUSCINI

Classico: PVC, privo di ftalati, biocompatibile,  
 resistente all'abrasione e  
 ignifugo.

## FINITURA DEI CUSCINI

Lineare: Imbottito singolarmente, 40 kg/m<sup>3</sup>

## OPZIONI

Ruote  
 Interruttore di sicurezza per controllo manuale o a  
 pedale

Apertura viso  
 Apertura viso Ergomax

## DIMENSIONI / FUNZIONALITÀ

