

*Expand your imagination*

ONE



**gymna**<sup>®</sup>

# *Erweitern Sie Ihre Vorstellungskraft*

**Unsere Vorstellungskraft prägt alles, was wir tun.**

Sie hilft uns, uns auszudrücken und zu enthüllen, wer wir wirklich sind. Sowohl Ihre Praxis als auch Ihre Behandlungsliege sollten Ihr wahres Ich widerspiegeln. Wagen Sie sich in die Welt des Imaginären; erweitern Sie Ihre Vorstellungskraft noch weiter. Tauchen Sie ein in das Universum von gymna.ONE, wagen Sie, groß zu träumen und erwecken Sie diese Vorstellungskraft in Ihrer Praxis.







## *Ausgefeiltes Design*

gymna.ONE strahlt Design aus, die Farben, Materialien und Texturen spiegeln die Natur wider. Die Verwendung langlebiger und natürlicher Materialien in Verbindung mit der bewährten Gymna-Qualität und Zuverlässigkeit machen die Behandlungsliege unvergleichlich. gymna.ONE strahlt die harmonische Atmosphäre aus, die Sie sich vorgestellt haben, sie ist wahrhaftig die Behandlungsliege, die Sie sich für Ihre Praxis wünschen.





# Ihr Begleiter im Praxisalltag

gymna.ONE ist Ihr Begleiter im Praxisalltag, ihr ausgeklügeltes Design kombiniert mit erstklassigen Funktionen optimiert die Bedingungen für Ihre Behandlungen. Funktionen wie i-Control, die intelligente Höhenverstellung per Fußbedienung, die innovative, in zwei Richtungen positionierbare Ergomax-Gesichtsstütze und die Seitenpolster ermöglichen es Ihnen, näher am Patienten zu arbeiten. Mit Ihrer Entscheidung für gymna.ONE als Ihrem zuverlässigen Arbeitsbegleiter profitieren sowohl Sie als auch Ihre Patienten davon.



## Ergomax-Gesichtsstütze

Sie besteht aus weichem, nahtlosem und komfortablem Schaumstoff und ist ergonomisch geformt. Die Ergomax-Gesichtsauflage ist abnehmbar, wasserdicht und waschbar, so dass jeder Patient auf einer Liege liegen kann, die sich sauber und hygienisch anfühlt.



## i-Control

Das intelligente fußgesteuerte Höhenverstellungssystem für eine einfache, präzise und sichere Höhenverstellung. Das System bietet zwei Betriebsmodi, für kontinuierliche und gepulste Einstellungen.



## Seitenpolster

Ermöglichen Ihnen noch mehr Bewegungsfreiheit bei gleichzeitiger Beibehaltung einer idealen, ergonomisch korrekten Arbeitsposition. Sie erleichtern das Arbeiten nahe am Patienten, ohne Schultern oder Rücken zu belasten.

## *Vertrauen und Sicherheit für Ihren Patienten*

Ihre Patienten stehen bei Ihnen im Mittelpunkt. Sie möchten ihnen eine unvergleichliche und vor allem beruhigende und angenehme Erfahrung bieten. Ihr Ziel ist es, dass Ihre Patienten Ihre Praxis mit einem zufriedenen und positiven Gefühl verlassen. Der Komfort und der Stil von gymna.ONE helfen Ihnen dabei, erfolgreich Vertrauen aufzubauen und die Ängste Ihrer Patienten zu beseitigen. Die Patienten werden ihre nächste Behandlung ruhig und entspannt angehen. So haben Sie optimale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Behandlung.

Jedes Detail des gymna.ONE-Designs wurde mit einem einzigen Ziel vor Augen entwickelt: Komfort für den Patienten.



Ferng  
Polster

gymna.  
Polsterhe  
Polstern e  
individue  
sind.



## Ferngesteuerte Polsterheizung

gymna.ONE ist mit unserer ferngesteuerten Polsterheizung ausgestattet. Die Heizkissen in den Polstern erzeugen eine angenehme Wärme, die auf die individuellen Bedürfnisse Ihres Patienten abgestimmt sind.



## Armstützen

Die langen Armstützen bieten ausreichend Platz, um die Arme vollständig darauf ruhen zu lassen. So fühlen sich Ihre Patienten sicher und völlig entspannt.



## Körperförmige Kissen

Die körperförmigen Kissen geben Ihren Patienten zusätzliche Stabilität. So können Sie Ihren Patienten ein angenehmes und komfortables Behandlungserlebnis bieten.



Ink Black



Ash Black



Midnight Blue



Warm taupe



Ruby Red



Caramel Latte



Ivory White



Dark Chocolate

## Farben

Personalisieren Sie den Entwurf Ihrer gymna.ONE. Wählen Sie eine der 8 Farben die Ihre Professionalität wiedergibt und gestalten Sie hiermit die richtige Atmosphäre in Ihrer Praxis.









## *gymna.ONE* *Carbon Black Edition*

Noch mehr Luxus beim schönen Design der gymna.ONE mit der besonderen Carbon Black Edition. In dieser zeitlosen und klassischen Ausführung strahlt die gymna.ONE Stil und Raffinesse aus, die Farben, Materialien und Texturen spiegeln die Natur wider. Die Verwendung langlebiger und natürlicher Materialien in Verbindung mit der bewährten Gymna-Qualität und Zuverlässigkeit machen die Behandlungsliege unvergleichlich. gymna.ONE strahlt die stilvolle Atmosphäre aus, die Sie sich vorgestellt haben, sie ist wahrhaftig die Behandlungsliege, die Sie sich für Ihre Praxis wünschen.

## *Reines Design*

Die klassisch, kohlschwarze Farbe der Polster der gymna.ONE Carbon Black Edition, die schöne Form der Hubarme aus Aluminium und der schwarz, gefärbte, geschlossene Sockel machen diese Version von gymna.ONE einzigartig und unverwechselbar. Der geschlossene Sockel aus hochwertigem Buchensperrholz ist mit satinschwarzem Laminat beschichtet. Die gewölbten und flachen Oberflächen des Sockels reflektieren das Umgebungslicht und sorgen so für einen dynamischen visuellen Effekt, der die verschiedenen Schwarztöne hervorhebt.





# Technische Daten

Dimensions	± 205 x 67 cm
Höhenverstellung	± 50 – 100 cm
Gewicht	± 127 kg
Max. Tragfähigkeit	Max. 200 kg
Elektrischer Motor	8,000 und 6,000 N
Polstertemperatur	34 – 36 – 38°C
Stromversorgung	100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Stromverbrauch	2.3 A
Verwendung	EIN 2 Minuten, AUS 18 Minuten
Isolationsklasse	II
Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit	IP21
Klassifizierung	I
Garantie	3 Jahre (Polsterung 3 Jahre)
Konformität	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-1-2 EU Verordnung 2017/745 (MDR) 2012/19/EC 2011/65/EU



# Konfiguration




gymna.ONE Konfiguration	T7	Q8
<b>Funktionen</b>		
Radsatz	●	●
Schlüsselschalter	●	●
i-Control	●	●
Gymna Stabilitäts-Profil	●	●
Wahl zwischen Schwarz und Weiß	●	●
<b>Obere Sektionen</b>		
Gesichtsöffnung mit Ergomax	●	●
Armstützen	●	●
Seitenpolster	●	●
Dachstellung manuell	●	-
Motor für Dachstellung	○	-
Motor für Rückenteil	-	●
Motor für Sitzteil	-	●
<b>Polster</b>		
Progressiv Polster	●	●
Polsterheizung mit Fernbedienung	●	●
Premium Bezug	●	●
Standardbreite 67 cm	●	●

● Standard    ○ Option    - Nicht verfügbar



Ihr Händler:



[gymna.com](https://gymna.com)

**gymna**<sup>®</sup>

**GymnaUniphy NV** Pasweg 6A | B-3740 Bilzen, Belgium

Tel DE: 0180 22 52 345 | Tel AT: +43 800 700 208