

Expand your imagination

ONE



gymna[®]

Espandi la tua immaginazione

La nostra immaginazione dà forma a tutto ciò che facciamo.

Aiuta a esprimere noi stessi, a svelare chi siamo veramente. Il tuo studio e il tuo lettino da trattamento dovrebbero riflettere la tua vera natura. Avventurati nell'immaginario: espandi la tua immaginazione ancora di più. Immergiti nell'universo di gymna.ONE, osa sognare in grande e risveglia l'immaginazione nel tuo studio.



Design raffinato

gymna.ONE trasuda design; i colori, i materiali e le texture risuonano la natura. L'uso di materiali durevoli e naturali, unito alla comprovata qualità e affidabilità di Gymna, lo rendono impareggiabile. gymna.ONE emana l'atmosfera armoniosa che hai immaginato, è davvero il lettino da trattamento che aspiri ad avere nel tuo studio.



Il tuo compagno di lavoro fidato

gymna.ONE è il tuo compagno di lavoro nella pratica quotidiana, il suo design raffinato combinato con caratteristiche di prima qualità ottimizza le condizioni per i tuoi trattamenti. Caratteristiche come i-Control, il comando a periferico per la regolazione in altezza, l'innovativo supporto viso Ergomax, posizionabile in due direzioni, e i supporti laterali consentono di lavorare più vicino al paziente. Scegliere gymna.ONE come compagno di lavoro fidato porterà benefici sia a te sia ai tuoi pazienti.



Il supporto viso Ergomax

Realizzato in schiuma morbida, senza cuciture e confortevole, ha una forma ergonomica. Il supporto viso, è rimovibile, impermeabile e lavabile, consente ad ogni paziente di sdraiarsi su un lettino fresco e igienizzato.



i-Control

Il sistema intelligente di regolazione dell'altezza a pedale consente di regolare l'altezza in modo facile, preciso e sicuro. Offre due modalità di funzionamento, per regolazioni continue e pulsate.



Supporti laterali

Permette una maggiore libertà di movimento, mantenendo una posizione di lavoro ideale ed ergonomicamente corretta. Facilitano il lavoro vicino al paziente, senza causare stress alle spalle o alla schiena.

Fiducia e sicurezza per il tuo paziente

I tuoi pazienti sono il tuo obiettivo principale. Vuoi offrire un'esperienza incomparabile e soprattutto rilassante e piacevole. Il tuo obiettivo è far sì che i tuoi pazienti lascino lo studio con una sensazione di soddisfazione e positività. Il comfort e lo stile di gymna.ONE ti aiuteranno a creare fiducia e alleviare le ansie dei tuoi pazienti. I pazienti si sottoporrono alla successiva seduta di trattamento calmi e in pieno relax. Di conseguenza, avrai condizioni ottimali per un trattamento di successo.

Ogni dettaglio del design di gymna.ONE è stato sviluppato con un unico obiettivo: il comfort del paziente.



Riscaldamento remoto del cuscino

gymna.ONE è dotato del nostro sistema di riscaldamento remoto del cuscino. I cuscinetti riscaldanti all'interno dei cuscini generano un livello di calore confortevole, adatto alle esigenze individuali del tuo paziente.



Braccioli

I lunghi braccioli offrono ampio spazio per far riposare completamente le braccia. Così fai sentire i tuoi pazienti sicuri e totalmente rilassati.



Cuscini dalla forma modellata sul corpo

I cuscini dalla forma modellata sul corpo aggiungono ulteriore stabilità ai pazienti, offrendo loro un'esperienza di trattamento piacevole e confortevole.



Colori

Personalizzate il design del vostro gymna.ONE. Scegli uno dei 5 colori che riflettono il tuo professionalismo e crea l'atmosfera giusta per il tuo studio.



gymna.ONE *Carbon Black Edition*

Goditi ancora di più lo splendido design del gymna.ONE con l'edizione speciale Carbon Black. In questa finitura classica e senza tempo, il gymna.ONE emana stile e raffinatezza; i colori, i materiali e le texture risuonano la natura. L'uso di materiali durevoli e naturali, unito alla comprovata qualità e affidabilità Gymna, lo rendono impareggiabile. gymna.ONE emana l'atmosfera elegante che hai immaginato, questo è il lettino da trattamento che si distingue veramente nel tuo studio.

Design puro

Il classico colore nero carbone dei cuscini della gymna.ONE Carbon Black edition, insieme alla splendida forma dei bracci di sollevamento in alluminio e alla base chiusa di colore nero, rendono questa versione di gymna.ONE eccezionalmente unica e memorabile. La base chiusa in multistrato di faggio di alta qualità è rifinita con laminato nero satinato. Le superfici curve e piatte della base riflettono e fanno brillare la luce circostante, creando un effetto visivo dinamico e mettendo in risalto le diverse tonalità di nero.



Specifiche

Dimensioni	± 205 x 67 cm
Regolazione in altezza	± 127 kg
Peso	± 50 – 100 cm
Capacità di sollevamento massima	Max. 200 kg
Motore elettrico	8000 e 6000 N
Temperatura del cuscino	34 – 36 – 38 °C
Alimentazione	100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Consumo di corrente	2.3 A
Utilizzo	ACCESO 2 minuti, SPENTO 18 minuti
Classe di isolamento	II
Resistenza all'umidità	IP21
Classificazione	I
Garanzia	3 anni (rivestimento 3 anni)
Conformité	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-1-2 UE Regolamento 2017/745 2012/19/UE WEEE 2011/65/UE ROHS



Configurazione



configurazione gymna.ONE	T7	Q8
Caratteristiche		
Rotelle	●	●
Interruttore di sicurezza	●	●
i-Control	●	●
Gymna Stability Profile	●	●
Scelta tra bianco e nero	●	●
Sezioni superiori		
Apertura viso con Ergomax	●	●
Braccioli	●	●
Supporti laterali	●	●
Flessione lombare manuale	●	-
Flessione lombare motorizzata	○	-
Schienale motorizzato	-	●
Regolazione sedile motorizzato	-	●
Cuscini		
Cuscini progressivi	●	●
Riscaldamento cuscini wireless	●	●
Rivestimento di prima qualità	●	●
Larghezza 67 cm	●	●


● Funzione standard

○ Funzione optional

- Non disponibile



You dealer



gymna.com

gymna[®]

GymnaUniphy NV Pasweg 6A | B-3740 Bilzen, Belgium

Tel: +32 (0)89 510 532