

*Expand your imagination*

ONE



**gymna**<sup>®</sup>

## Verruim je verbeelding

**Onze verbeelding vormt alles wat we doen.**

Je verbeelding is de basis voor nieuwe ideeën en inspireert je voor de ontwikkeling van je praktijk. Weerspiegelt jouw praktijk wie je echt bent? Een behandeltafel is de kern van jouw praktijkinrichting en moet bij je passen. Durf groots te dromen en ontdek de wereld van gymna.ONE.



## Een verfijnd design

gymna.ONE straalt design uit, met kleuren, materialen en een textuur die voor een natuurlijke toets zorgen. De combinatie van duurzame, natuurlijke materialen en de kwaliteit en betrouwbaarheid van Gymna maken het ontwerp onnavolgbaar. gymna.ONE ademt de harmonieuze sfeer uit die jij je had voorgesteld in jouw praktijk. Dit is de behandeltafel waar je van droomt.



## Je onmisbare partner in de praktijk

gymna.ONE is je onmisbare partner in de praktijk. Het verfijnde ontwerp en de innovatieve functionaliteiten zorgen voor de ideale omstandigheden voor behandelingen op topniveau. Met behulp van functies zoals i-Control, de intelligente hoogteverstelling die je met je voet bedient, het innovatieve Ergomax-gezichtskussen dat in twee richtingen verstelbaar is, en de lateraalsteunen, werk je dichterbij je patiënt. Kies voor gymna.ONE als jouw trouwe partner, en leg zowel je patiënten als jezelf in de watten.



### Het Ergomax gezichtskussen

Heeft een ergonomische vorm en is gemaakt van zacht, naadloos en comfortabel schuim. Het is bovendien uitneembaar, waterproof en afwasbaar. Zo kan elke patiënt op een behandeltafel liggen die fris en hygiënisch is.



### i-Control

Intelligent voetbedieningssysteem waarmee je de hoogte van de tafel eenvoudig, nauwkeurig en veilig instelt. Twee bedieningsmodi voor een continue of trapsgewijze hoogteverstelling.



### Lateraalsteunen

De zijdelingse steunen geven je nog meer bewegingsvrijheid, zodat je een ideale, ergonomisch correcte werkhouding kan aannemen. Zo kan je dichterbij je patiënt werken, zonder je schouders en rug te belasten.

## Geef je patiënten vertrouwen

Als fysiotherapeut heb je oog en aandacht voor je patiënten. Je wil hen de best mogelijke behandeling geven, zodat ze de praktijk verlaten met een tevreden, positief gevoel. Het comfort en de stijl van de gymna.ONE helpen je om het vertrouwen van jouw patiënten te winnen en hun bezorgdheden weg te nemen. Je patiënten ondergaan hun volgende behandelsessie rustig en ontspannen. En dat zijn voor jou de beste omstandigheden voor een geslaagde behandeling.

Elk detail van het gymna.ONE-design is ontworpen met maar één doel voor ogen: het welzijn van de patiënt.



### Kussenverwarming

gymna.ONE is uitgerust met kussenverwarming met afstandsbediening. De verwarmingselementen in de kussens stralen een aangename warmte uit, perfect op maat voor jouw patiënt.



### Armsteunen

De lange armsteunen zijn ruim genoeg om de armen er volledig op te laten rusten. Zo voelen je patiënten zich veilig en volledig ontspannen.



### Kussens die de vorm van het lichaam volgen

De kussens die de vorm van het lichaam volgen zorgen voor meer stabiliteit. Dat bezorgt je patiënt een aangename en comfortabele ervaring tijdens de behandeling.



### Kleuren

Personaliseer het design van je gymna.ONE. Kies een van de 8 kleuren die jouw praktijk de juiste uitstraling geven en een aangename sfeer creëren.



## *gymna.ONE* *Carbon Black Edition*

Geniet van de meest luxueuze uitstraling voor je praktijk met de gymna.ONE Carbon-black-uitvoering. In deze tijdloze, klassieke uitvoering straalt de gymna.ONE stijl en raffinement uit. De kleuren, materialen en textuur geven het geheel bovendien een natuurlijk karakter. Bij zijn ontwerpen blijft Gymna trouw aan zijn roots door kwaliteit en betrouwbaarheid altijd voorop te stellen. Met deze Carbon Black edition haal je de meest onderscheidende en stijlvolle behandeltafel in je praktijk. Dit is de premium versie die jij verdient.

## Puur design

De klassieke diepzwarte kleur van de gymna.ONE Carbon Black-editie kussens, de prachtig gevormde aluminium hefarmen en de zwart gekleurde gesloten basis: deze superieure gymna.ONE uitvoering maakt veel indruk. De gesloten basis is uitgevoerd in hoogwaardig beukenmultiplex, afgewerkt met een satijnzwarte toplaag. De gebogen en vlakke delen van de basis weerspiegelen het omgevingslicht op verschillende manieren. Zo ontstaat een bijzonder visueel effect dat de verschillende tinten zwart geraffineerd tot hun recht laten komen.



## Specificaties

|                    |                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensies          | ± 205 x 67 cm                                                                                       |
| Gewicht            | ± 127 kg                                                                                            |
| Hoogteverstelling  | ± 50 – 100 cm                                                                                       |
| Max. hefvermogen   | Max. 200 kg                                                                                         |
| Elektrische motor  | 8000 en 6000 N                                                                                      |
| Kussentemperatuur  | 34 – 36 – 38 °C                                                                                     |
| Voeding            | 100 – 240 VAC,<br>50/60 Hz                                                                          |
| Stroomverbruik     | 2.3 A                                                                                               |
| Gebruik            | 2 minuten aan,<br>18 minuten UIT                                                                    |
| Isolatieklasse     | II                                                                                                  |
| Vochtbestendigheid | IP21                                                                                                |
| Classificatie      | I                                                                                                   |
| Garantie           | 3 jaar (stofferings 3 jaar)                                                                         |
| Conformiteit       | IEC/EN 60601-1<br>IEC/EN 60601-1-2<br>EU Verordening 2017/745<br>2012/19/EU WEEE<br>2011/65/EU ROHS |



## Configuratie



| gymna.ONE configuratie       | T7 | Q8 |
|------------------------------|----|----|
| <b>Uitrusting</b>            |    |    |
| Wielen                       | ●  | ●  |
| Veiligheidsschakelaar        | ●  | ●  |
| i-Control                    | ●  | ●  |
| Gymna-stabiliteitsprofiel    | ●  | ●  |
| Keuze tussen zwart of wit    | ●  | ●  |
| <b>Bovenste secties</b>      |    |    |
| Ergomax gezichtsopening      | ●  | ●  |
| Armsteunen                   | ●  | ●  |
| Lateraalsteunen              | ●  | ●  |
| Lumbale flexie manueel       | ●  | -  |
| Lumbale flexie gemotoriseerd | ○  | -  |
| Rugdeel gemotoriseerd        | -  | ●  |
| Zitdeel gemotoriseerd        | -  | ●  |
| <b>Kussens</b>               |    |    |
| Progressief kussens          | ●  | ●  |
| Draadloze kussenverwarming   | ●  | ●  |
| Premium bekleding            | ●  | ●  |
| Breedte 67 cm                | ●  | ●  |

● Standaard   ○ Optioneel   - Niet beschikbaar



Je verdeler

[gymna.com](https://gymna.com)

**gymna**<sup>®</sup>

**GymnaUniphy NV** Pasweg 6A | B-3740 Bilzen, Belgium

Tel: +32 (0)89 510 532